

# HandiSnow-4 Kombi

## skipiggekjelke + ispiggekjelke



- Kjelke som brukes på både snø og is
- Med enkle grep går du fra snø til is
- Meget lett kjelke i aluminium med lengdejustering av fotramme, for enkel tilpassing
- Konstruksjonen gjør at du får en optimal sittestilling
- Sittehøyde fra 20 til 30 cm
- Leveres med sete- og fotreimer og nytt en-bindings system
- Leveres med Fischer racingski, lengde 150-190 cm og lengdeløpskøyter påmontert Rottfella bindinger
- Kjelken leveres som barnemodell og voksenmodell

### Ekstra utstyr:

- Ledsagerbøyle, avtagbar/lengdejusterbar (enkel på-/avmontering)
- pulkdrag og trekksele



Bildene viser kjelken påmontert lengdeløpskøyter med skøytebeskyttelse og avtagbar/lengdejusterbar ledsagerbøyle