



Praschberger

Challenger sykkelfront



- Hurtigkobling for enkel og rask på/av montering til/fra rullestol
- XT gear veksler og bremses på håndtakene (ergonomisk fingergrep)
- Shimano XT 27 gir
- Shimano skivebrems og V-brems gir maksimal bremseeffekt
- Leveres standard med digitalt speedometer, ringeklokke, drikkeflaske med holder, styredemper, parkeringsbrems, kjedebeskytter
- Leveres også med sammenleggbart sykkelstativ, for enkel og god oppbevaring av sykkelfronten
- Kan også leveres for tetraplegikere
- **Leveres for barn, ungdom og voksne**



Tekniske mål:		Art.nr.	Hjm.nr.	Beskrivelse
Lengde	ca. 90 cm	501700	087131	Praschberger Challenger sykkelfront
Bredde	ca. 60 cm	501700-JR		Praschberger Challenger sykkelfront, junior
Høyde	ca. 100-120 cm			Praschberger Challenger sykkelfront, type
Gaffellengde	65, 70 (standard), 75 cm	501701		Tetrabike
Hjuldimensjon	24" (standard), 26"			Tilbehør:
Standard farge	Sølv, blå, rød, sort	506515		Lyktsett halogen inkl. batterier
Vekt	ca. 10 kg	506523		Sykkelstativ sammenleggbart - Challenger
		506525		Mountain Drive - Challenger
		506524		Skjerm til forhjul 24" - Challenger

