



Praschberger

Håndsykkel



Håndsykkelen påmontert sykkelsete for barn

- **Leveres for barn, ungdom og voksne!**
- Stor helseeffekt med tanke på styrke, utholdenhet og koordinasjon
- Fin til sykkelturner i skolesammenheng, eller med familie og venner
- Triller meget lett og du kan forflytte deg over lange avstander
- Du sitter lavt, noe som igjen øker fartsfølelsen
- Perfekt for gode turopplevelser
- Leveres med shimano XT 27 gir, som er et topp girsystem
- Girer fort og meget presist
- Sikkerheten er på topp med både skivebremse og v-bremse
- Holder med en finger for full bremseeffekt
- Ryggvinkel kan justeres med tanke på sittestilling
- Max setebredde 42 cm
- Vekt ca. 17 kilo

Art.nr.	Hjm.nr.	Beskrivelse
506501	038282	Håndsykkel SR.
506501-JR		Håndsykkel JR.
		Tilbehør:
506515		Lyktsett halogen inkl. batterier
506510		Bakhjul 26" f/grus inkl. nav etc.
506517		Bakhjul 24" f/grus inkl. nav etc.
506522		Bakhjul 20" f/grus inkl. nav etc.
506513		Forhjul 26" m/dekk+bremse nav f/grus
506516		Forhjul 24" m/dekk+bremse nav f/grus
506502		Oppheng for håndsykkel
506521		Praschberger ryggsekk for rullestol



Sykkeloppheng for Prascberger Håndsykkel



Enkelt
feste for
tau
monteres
på vegg



- **Leveres for barn, ungdom og voksen sykkel!**
- Sykkeloppheng for enkel plassering av håndsykkel
- Enkel montering
- Enkel innfestning av sykkel på dobbelkrok
- Tar liten plass
- Lett for bruker å dra opp håndsykkelen

Art.nr.	Hjm.nr.	Beskrivelse
506502		Oppheng for Håndsykkel

